


Rollstuhlrampe / Balkon- Terrassenbrücke

Fotos



Produkteigenschaften

- stationäre Balkon- / Terrassenrampe
- Außenteil bleibt stehen
- Innenteil wird nach innen geklappt
- stabiles Aluminium
- wetterfest
- rutschfeste Oberfläche
- Höhe individuell einstellbar
- einfach in der Nutzung
- optimal für Balkone und Terrassen
- mit sicherer Signalmarkierung seitlich

Technische Daten

	Modell							
	40 / 80	40 / 120	50 / 80	50 / 120	62 / 80	62 / 120	80 / 80	80 / 120
Länge außen	80cm	120cm	80cm	120cm	80cm	120cm	80cm	120cm
Länge innen	40cm	40cm	50cm	50cm	62cm	62cm	80cm	80cm
Breite Außenrampe	76cm	76cm	76cm	76cm	76cm	76cm	76cm	76cm
Breite Innenrampe	71cm	71cm	71cm	71cm	71cm	71cm	71cm	71cm
Tragkraft	300kg	300kg	300kg	300kg	300kg	300kg	300kg	300kg
Gewicht	15kg	17kg	16kg	18kg	17kg	19kg	20kg	25kg
Material Rampe	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Material Fahrfläche	Korrund	Korrund	Korrund	Korrund	Korrund	Korrund	Korrund	Korrund
Höhe seitliche Kante außen	5cm	5cm	5cm	5cm	5cm	5cm	5cm	5cm
Griff	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Geeignet bis Schwellenhöhe innen / außen	5cm / 10cm	5cm / 19cm	7,5cm / 13cm	9cm / 21,5cm	11cm / 13cm	11cm / 21,5cm	12cm / 13cm	12cm / 21,5cm
Hilfsmittelnummer	22.50.01.0081							
Pflegehilfsmittelnummer	50.45.11.0009							
Preis (inkl. MwSt. inkl. Versand)	649,00 €	799,00 €	669,00 €	809,00 €	709,00 €	849,00 €	749,00 €	909,00 €

barrierefrei.de Onlineshop GmbH

Ohmstraße 6-8
54292 Trier

Telefon: +49 (0)6 51/ 17 08 14 80

E-Mail: kontakt@barrierefrei.de

Internet:

<https://barrierefrei.de/rollstuhlrampe-balkon-terrassenbruecke.html>