

## Rollstuhlrampe faltbar extrem leicht

### Fotos



### Produkteigenschaften

- mobile Stufenrampe
- überbrückt flexibel Stufen und Bordsteine
- in der Breite faltbar
- wetterfest
- rutschsichere Oberfläche
- leicht zu transportieren
- einfach zu lagern
- einfach in der Nutzung
- optimal für einzelne Stufen
- extrem leichte Ausführung
- magnetische Fixierung geklappt

### Technische Daten

	Modell
	82
Länge	82cm
Breite außen	78cm
Maß zusammengeklappt	82 x 39 x 4cm
Tragkraft	350kg
Gewicht	3kg
Material Rampe	Carbon
Material Fahrfläche	Korrund
Höhe seitliche Kante	0cm
Griff	Ja
Geeignet bis Höhe (bei 20% Steigung)	16,4cm
Hilfsmittelnummer	22.50.01.0093
Pflegehilfsmittelnummer	50.45.11.XXXX
Preis (inkl. MwSt. inkl. Versand)	<b>939,00 €</b>

**barrierefrei.de Onlineshop GmbH**  
Ohmstraße 6-8  
54292 Trier

Telefon: +49 (0)6 51/ 17 08 14 80

E-Mail: [kontakt@barrierefrei.de](mailto:kontakt@barrierefrei.de)

Internet:

<https://barrierefrei.de/rollstuhlrampe-stufenrampe-leicht.html>