

Rollstuhlrampe Flächenrampe Auto 2- teilig

Fotos



- Flächenrampe fest im Auto eingebaut
- extrem stabil
- Kraftunterstützung durch Gasfederdruck
- wetterfest
- rutschsichere Oberfläche
- fest im Fahrzeug verschraubt
- sehr sichere Nutzung
- einfach in der Handhabung
- optimal zur täglichen Nutzung
- mit sicherem Randabweiser seitlich
- GS-geprüfte Qualität

Technische Daten

	Modell							
	80/160	80/200	80/240	80/280	100/160	100/200	100/240	100/280
Länge ausgeklappt	160cm	200cm	240cm	280cm	160cm	200cm	240cm	280cm
Breite Rampe	80cm	80cm	80cm	80cm	100cm	100cm	100cm	100cm
Höhe Schiene eingeklappt	88cm	105cm	126cm	147cm	88cm	105cm	126cm	147cm
Tragkraft	350kg	350kg	350kg	350kg	350kg	350kg	350kg	350kg
Gewicht pro Rampe	31kg	35kg	39kg	44kg	37kg	42kg	47kg	52kg
Material Rampe	Alu	Alu	Alu	Alu	Alu	Alu	Alu	Alu
Material Fahrfläche	gestanzt	gestanzt	gestanzt	gestanzt	gestanzt	gestanzt	gestanzt	gestanzt
Höhe seitliche Kante	12cm	12cm	12cm	12cm	12cm	12cm	12cm	12cm
Griff	Reling	Reling	Reling	Reling	Reling	Reling	Reling	Reling
Geeignet bis Höhe Ladekante (bei 20% Steigung)	32cm	40cm	48cm	56cm	32cm	40cm	48cm	56cm
Hilfsmittelnummer	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Preis je Stück (inkl. MwSt. inkl. Versand)	1.149,00 €	1.319,00 €	1.349,00 €	1.499,00 €	1.349,00 €	1.569,00 €	1.609,00 €	1.799,00 €

barrierefrei.de Onlineshop GmbH

Ohmstraße 6-8
54292 Trier

Telefon: +49 (0)6 51/ 17 08 14 80

E-Mail: kontakt@barrierefrei.de

Internet:

<https://barrierefrei.de/rollstuhlrampe-flaechenrampe-auto-2teilig.html>