

## Rollstuhlrampe Flächenrampe Auto 3- teilig

### Fotos



### Produkteigenschaften

- Flächenrampe fest im Auto eingebaut
- extrem stabil
- Kraftunterstützung durch Gasfederdruck
- wetterfest
- rutschsichere Oberfläche
- fest im Fahrzeug verschraubt
- sehr sichere Nutzung
- einfach in der Handhabung
- optimal zur täglichen Nutzung
- mit sicherem Randabweiser seitlich
- GS-geprüfte Qualität

### Technische Daten

	Modell			
	220	240	270	290
Länge ausgeklappt	220cm	240cm	270cm	290cm
Breite Rampe	80cm	80cm	80cm	80cm
Höhe Schiene eingeklappt	81cm	88cm	98cm	105cm
Tragkraft	350kg	350kg	350kg	350kg
Gewicht pro Rampe	41kg	43kg	47kg	49kg
Material Rampe	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Material Fahrfläche	Stanzung Alu	Stanzung Alu	Stanzung Alu	Stanzung Alu
Höhe seitliche Kante	7cm	7cm	7cm	7cm
Griff	ja	ja	ja	ja
Geeignet bis Höhe Ladekante (bei 20% Steigung)	44cm	48cm	54cm	58cm
Hilfsmittelnummer	nein	nein	nein	nein
Preis je Stück (inkl. MwSt. inkl. Versand)	<b>2.109,00 €</b>	<b>2.289,00 €</b>	<b>2.549,00 €</b>	<b>2.739,00 €</b>

**barrierefrei.de Onlineshop GmbH**

Ohmstraße 6-8  
54292 Trier

Telefon: +49 (0)6 51/ 17 08 14 80

E-Mail: kontakt@barrierefrei.de

Internet:

<https://barrierefrei.de/rollstuhlrampe-flaechenrampe-auto-3teilig.html>