

Rollstuhlrampe / Flächenrampe klappbar

Fotos



Produkteigenschaften

- mobile Flächenrampe
- in der Länge klappbar
- leichtes Aluminium
- wetterfest
- rutschsichere Oberfläche
- leicht zu transportieren
- platzsparend zu lagern
- einfach in der Nutzung
- optimal für Messen und Veranstaltungen
- sichere Auflagefläche
- GS-geprüfte Qualität

Technische Daten

	Modell				
	100	160	200	250	280
Länge ausgeklappt	100 cm	160 cm	200 cm	250 cm	280 cm
Länge eingeklappt	50 cm	80 cm	100 cm	125cm	140 cm
Breite außen	85 cm	85 cm	85 cm	85cm	85 cm
Breite innen	80 cm	80 cm	80 cm	80cm	80 cm
Tragkraft	400 kg	400 kg	400 kg	400 kg	400 kg
Gewicht	10 kg	18 kg	21 kg	25 kg	29 kg
Material Rampe	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Material Fahrfläche	Alu Gitter	Alu Gitter	Alu Gitter	Alu Gitter	Alu Gitter
Höhe seitliche Kante	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm
Griff	ja	ja	ja	ja	ja
Geeignet bis Höhe (bei 20% Steigung)	20 cm	32 cm	40 cm	50cm	56 cm
Hilfsmittelnummer	22.50.01.0088	22.50.01.0088	22.50.01.0088	22.50.01.0088	22.50.01.0088
Pflegehilfsmittelnummer	50.45.11.0012	50.45.11.0012	50.45.11.0012	50.45.11.0012	50.45.11.0012
Preis (inkl. MwSt. inkl. Versand)	819,00 €	1.089,00 €	1.369,00 €	1.599,00 €	1.759,00 €

barrierefrei.de Onlineshop GmbH
Ohmstraße 6-8
54292 Trier

Telefon: +49 (0)6 51/ 17 08 14 80

E-Mail: kontakt@barrierefrei.de

Internet:

<https://barrierefrei.de/rollstuhlrampe-flaechenrampe-klappbar.html>