


Rollstuhlrampe / Flächenrampe klappbar leicht

Fotos



Produkteigenschaften

- semimobile klappbare Flächenrampe
- in der Länge klappbar
- leichtes Aluminium
- wetterfest
- rutschsichere Oberfläche
- leicht zu transportieren
- einfach zu lagern
- einfach in der Nutzung
- optimal für temporäre Nutzung
- sichere Auflagefläche
- GS-geprüfte Qualität

Technische Daten

	Modell	
	180	240
Länge ausgeklappt	180 cm	240 cm
Länge eingeklappt	96 cm	126 cm
Breite außen	77 cm	77 cm
Breite innen	70 cm	70 cm
Tragkraft	275 kg	275 kg
Gewicht	21,5 kg	26,3 kg
Material Rampe	Aluminium	Aluminium
Material Fahrfläche	Aluminium Riffelung	Aluminium Riffelung
Höhe seitliche Kante	4 cm	4 cm
Griff	nein	nein
Geeignet bis Höhe (bei 20% Steigung)	36 cm	48 cm
Hilfsmittelnummer	22.50.01.0082	22.50.01.0082
Pflegehilfsmittelnummer	50.45.11.0011	50.45.11.0011
Preis (inkl. MwSt. inkl. Versand)	349,00 €	429,00 €

barrierefrei.de Onlineshop GmbH
Ohmstraße 6-8
54292 Trier

Telefon: +49 (0)6 51/ 17 08 14 80

E-Mail: kontakt@barrierefrei.de

Internet:

<https://barrierefrei.de/rollstuhlrampe-flaechenrampe-klappbar-leicht.html>