


## Rollstuhlrampe / Flächenrampe leicht

### Fotos



### Produkteigenschaften

- halbmobile starre Flächenrampe
- in der Höhe flexibel nutzbar
- leichtes Aluminium
- wetterfest
- rutschsichere Oberfläche
- leicht zu bewegen
- einfach zu lagern
- einfach in der Nutzung
- optimal für Ladengeschäfte
- sichere Auflagefläche oben
- GS-geprüfte Qualität

### Technische Daten

	Modell		
	120	180	240
Länge	120 cm	180 cm	240 cm
Breite außen	77 cm	77 cm	77 cm
Breite innen	70 cm	70 cm	70 cm
Tragkraft	275 kg	275 kg	275 kg
Gewicht	11,3 kg	15,9 kg	21,2 kg
Material Rampe	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Material Fahrfläche	Aluminium Riffelung	Aluminium Riffelung	Aluminium Riffelung
Höhe seitliche Kante	4 cm	4 cm	4 cm
Griff	nein	nein	nein
Geeignet bis Höhe (bei 20% Steigung)	24 cm	36 cm	48 cm
Hilfsmittelnummer	22.50.01.0074	22.50.01.0074	22.50.01.0074
Pflegehilfsmittelnummer	50.45.11.0004	50.45.11.0004	50.45.11.0004
Preis (inkl. MwSt. inkl. Versand)	<b>€249,00</b>	<b>€369,00</b>	<b>€539,00</b>

barrierefrei.de Onlineshop GmbH  
Ohmstraße 6-8  
54292 Trier

Telefon: +49 (0)6 51/ 17 08 14 80

E-Mail: kontakt@barrierefrei.de

Internet:

<https://barrierefrei.de/rollstuhlrampe-flaechenrampe-leicht.html>