


Rollstuhlrampe / Teleskoprampe 3- teilig

Fotos



Produkteigenschaften

- mobiles Schienenpaar
- in der Länge 2- fach ausziehbar
- leichtes Aluminium
- wetterfest
- rutschsichere Oberfläche
- leicht zu transportieren
- platzsparend zu lagern
- einfach in der Nutzung
- optimal für die mobile Nutzung
- mit sicherer Auszugarretierung
- GS-geprüfte Qualität

Technische Daten

	Modell		
	210	270	360
Länge ausgezogen	210 cm	270 cm	360 cm
Länge eingeschoben	97 cm	117 cm	147 cm
Breite Schiene außen	23 cm	23 cm	23 cm
Breite Schiene innen	16 cm	16 cm	16 cm
Tragkraft je Paar	275 kg	275 kg	275 kg
Gewicht je Schiene	7,1 kg	7,9 kg	10,6 kg
Material Rampe	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Material Fahrfläche	Aluminium Riffelung	Aluminium Riffelung	Aluminium Riffelung
Höhe seitliche Kante	4,6 cm	4,6 cm	4,6 cm
Griff	ja	ja	ja
Geeignet bis Höhe (bei 20% Steigung)	42 cm	54 cm	72 cm
Hilfsmittelnummer	22.50.01.0076	22.50.01.0076	22.50.01.0076
Pflegehilfsmittelnummer	50.45.11.0016	50.45.11.0016	50.45.11.0016
Preis je Paar (inkl. MwSt. inkl. Versand)	319,00 €	369,00 €	459,00 €

barrierefrei.de Onlineshop GmbH
Ohmstraße 6-8
54292 Trier

Telefon: +49 (0)6 51/ 17 08 14 80

E-Mail: kontakt@barrierefrei.de

Internet:

<https://barrierefrei.de/rollstuhlrampe-teleskoprampe-3-teilig.html>