

## Rollstuhlrampe / Kofferrampe extrem leicht

### Fotos



### Produkteigenschaften

- mobile Flächenrampe
- in der Breite zusammenklappbar
- extrem leichtes Karbon
- wetterfest
- rutschsichere Oberfläche
- leicht zu transportieren
- platzsparend zu lagern
- sehr einfach in der Nutzung
- optimal zur mobilen Mitnahme
- sichere Signalmarkierung
- GS-geprüfte Qualität

### Technische Daten

	Modell			
	75	120	150	200
Länge gesamt	75 cm	120 cm	150 cm	200 cm
Breite ausgeklappt	75 cm	75 cm	75 cm	75 cm
Breite eingeklappt	38 cm	38 cm	38 cm	38 cm
Tragkraft	250 kg	250 kg	250 kg	250 kg
Gewicht	2,6 kg	3,9 kg	5,0 kg	6,8 kg
Material Rampe	Karbon	Karbon	Karbon	Karbon
Material Fahrfläche	Karbon	Karbon	Karbon	Karbon
Höhe seitliche Kante	4,5 cm	4,5 cm	4,5 cm	4,5 cm
Griff	Griffschlaufe	Griffschlaufe	Griffschlaufe	Griffschlaufe
Geeignet bis Höhe (bei 20% Steigung)	15 cm	24 cm	30 cm	40 cm
Hilfsmittelnummer	22.50.01.0089	22.50.01.0089	22.50.01.0089	22.50.01.0089
Pflegehilfsmittelnummer	50.45.11.0017	50.45.11.0017	50.45.11.0017	50.45.11.0017
Preis (inkl. MwSt. inkl. Versand)	<b>2.189,00 €</b>	<b>3.029,00 €</b>	<b>3.439,00 €</b>	<b>4.169,00 €</b>

barrierefrei.de Onlineshop GmbH  
Ohmstraße 6-8  
54292 Trier

Telefon: +49 (0)6 51/ 17 08 14 80

E-Mail: kontakt@barrierefrei.de

Internet:

<https://barrierefrei.de/rollstuhlrampe-kofferrampe-extrem-leicht.html>