


Rollstuhlrampe / Stufenrampe leicht

Fotos



Produkteigenschaften

- mobile Stufenrampe
- überbrückt flexibel Stufen und Bordsteine
- leichtes Aluminium
- wetterfest
- rutschsichere Oberfläche
- leicht zu transportieren
- einfach zu lagern
- einfach in der Nutzung
- optimal für einzelne Stufen
- leichte Ausführung
- GS-geprüfte Qualität

Technische Daten

	Modell	
	60	90
Länge	60 cm	90 cm
Breite außen	72 cm	72 cm
Breite innen	71 cm	71 cm
Tragkraft	275 kg	275 kg
Gewicht	4,9 kg	7,0 kg
Material Rampe	Aluminium	Aluminium
Material Fahrfläche	Korrund	Korrund
Höhe seitliche Kante	3,5 cm	3,5 cm
Griff	nein	nein
Geeignet bis Höhe (bei 20% Steigung)	12cm	18cm
Hilfsmittelnummer	22.50.01.0073	22.50.01.0073
Pflegehilfsmittelnummer	50.45.11.0015	50.45.11.0015
Preis (inkl. MwSt. inkl. Versand)	169,00 €	229,00 €

barrierefrei.de Onlineshop GmbH
Ohmstraße 6-8
54292 Trier

Telefon: +49 (0)6 51/ 17 08 14 80

E-Mail: kontakt@barrierefrei.de

Internet:

<https://barrierefrei.de/rollstuhlrampe-stufenrampe-leicht.html>