


Rollstuhlrampe / Schwellenkeil Gummi

Fotos



Produkteigenschaften

- Gummirampe für kleine Stufen und Schwellen
- extrem stabil da Vollgummi
- auf Untergrund anklebbar
- wetterfest
- rutschsichere Oberfläche
- fest an Stufe oder Schwelle montierbar
- sehr sichere Nutzung
- einfach in der Handhabung
- optimal zur täglichen Nutzung
- mit sicherer Breite
- GS-geprüfte Qualität

Technische Daten

| | Modell | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | 08 / 08 | 15 / 15 | 15 / 20 | 15 / 25 | 20 / 30 | 20 / 35 | 20 / 40 | 25 / 45 |
| Länge | 8cm | 15cm | 15cm | 15cm | 20cm | 20cm | 20cm | 25cm |
| Höhe | 0,8cm | 1,5cm | 2,0cm | 2,5cm | 3,0cm | 3,5cm | 4,0cm | 4,5cm |
| Breite | 90cm | 90cm | 90cm | 90cm | 90cm | 90cm | 90cm | 90cm |
| Tragkraft | 300kg | 300kg | 300kg | 300kg | 300kg | 300kg | 300kg | 300kg |
| Gewicht | 0,3kg | 1,0kg | 1,3kg | 1,7kg | 2,6kg | 3,0kg | 3,5kg | 4,8kg |
| Material | Vollgummi | Vollgummi | Vollgummi | Vollgummi | Vollgummi | Vollgummi | Vollgummi | Vollgummi |
| Höhe seitliche Kante | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
| Griff | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Befestigung | klebbar | klebbar | klebbar | klebbar | klebbar | klebbar | klebbar | klebbar |
| Geeignet bis Höhe (bei 20% Steigung) | 0,8cm | 1,5cm | 2,0cm | 2,5cm | 3,0cm | 3,5cm | 4,0cm | 4,5cm |
| Hilfsmittelnummer | 22.50.01.0092 | 22.50.01.0092 | 22.50.01.0092 | 22.50.01.0092 | 22.50.01.0092 | 22.50.01.0092 | 22.50.01.0092 | 22.50.01.0092 |
| Pflegehilfsmittelnummer | 50.45.11.0014 | 50.45.11.0014 | 50.45.11.0014 | 50.45.11.0014 | 50.45.11.0014 | 50.45.11.0014 | 50.45.11.0014 | 50.45.11.0014 |
| Preis je Stück (inkl. MwSt. inkl. Versand) | 49,00 € | 49,00 € | 49,00 € | 59,00 € | 59,00 € | 69,00 € | 79,00 € | 109,00 € |

barrierefrei.de Onlineshop GmbH

Ohmstraße 6-8
54292 Trier

Telefon: +49 (0)6 51/ 17 08 14 80

E-Mail: kontakt@barrierefrei.de

Internet:

<https://barrierefrei.de/rollstuhlrampe-schwellenkeil-gummi.html>