


Rollstuhlrampe / Flächenrampe 2- teilig

Fotos



Produkteigenschaften

- mobile Flächenrampe
- in der Länge klappbar
- in der Breite teilbar
- leichtes Aluminium
- wetterfest
- rutschsichere Oberfläche
- leicht als 2 Koffer zu transportieren
- platzsparend zu lagern
- einfach in der Nutzung
- optimal für Messen und Veranstaltungen
- GS-geprüfte Qualität

Technische Daten

	Modell		
	180	240	300
Länge ausgeklappt	180 cm	240 cm	300 cm
Länge eingeklappt	94 cm	124 cm	154 cm
Breite außen	79 cm	79 cm	79 cm
Breite innen	75 cm	75 cm	75 cm
Tragkraft	300 kg	300 kg	300 kg
Gewicht je Koffer	8 kg	10,8 kg	13,5 kg
Material Rampe	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Material Fahrfläche	Korrund	Korrund	Korrund
Höhe seitliche Kante	5 cm	5 cm	5 cm
Griff	ja	ja	ja
Geeignet bis Höhe (bei 20% Steigung)	36 cm	48 cm	60 cm
Hilfsmittelnummer	22.50.01.0024	22.50.01.0024	22.50.01.0024
Preis (inkl. MwSt. inkl. Versand)	1.039,00 €	1.469,00 €	1.679,00 €

barrierefrei.de Onlineshop GmbH
Ohmstraße 6-8
54292 Trier

Telefon: +49 (0)6 51/ 17 08 14 80

E-Mail: kontakt@barrierefrei.de

Internet:

<https://barrierefrei.de/rollstuhlrampe-flaechenrampe-2teilig.html>