


Rollstuhlrampe / Balkon-/Terrassenbrücke



Fotos



Produkteigenschaften

- stationäre Balkon-/Terrassenrampe
- Außenteil bleibt stehen
- Innenteil wird nach innen geklappt
- stabiles Aluminium
- wetterfest
- rutschfeste Oberfläche
- Höhe individuell einstellbar
- einfach in der Nutzung
- optimal für Balkone und Terrassen
- mit sicherer Signalmarkierung seitlich

Technische Daten

	Modell							
	40 / 80	40 / 120	50 / 80	50 / 120	62 / 80	62 / 120	80 / 80	80 / 120
Länge außen	80 cm	120 cm	80 cm	120 cm	80 cm	120 cm	80 cm	120 cm
Länge innen	40 cm	40 cm	50 cm	50 cm	62 cm	62 cm	80 cm	80 cm
Breite Außenrampe	76 cm	76 cm	76 cm	76 cm	76 cm	76 cm	76 cm	76 cm
Breite Innenrampe	71 cm	71 cm	71 cm	71 cm	71 cm	71 cm	71 cm	71 cm
Tragkraft	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg
Gewicht	15 kg	17 kg	16 kg	18 kg	17 kg	19 kg	20 kg	25 kg
Material Rampe	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Material Fahrfläche	Korrund	Korrund	Korrund	Korrund	Korrund	Korrund	Korrund	Korrund
Höhe seitliche Kante außen	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm
Griff	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Geeignet bis Schwellenhöhe innen / außen	5 cm / 10 cm	5 cm / 19 cm	7,5 cm / 13 cm	9 cm / 21,5 cm	11 cm / 13 cm	11 cm / 21,5 cm	12 cm / 13 cm	12 cm / 21,5 cm
Hilfsmittelnummer	22.50.01.0081							
Pflegehilfsmittelnummer	50.45.11.0009							
Preis (inkl. MwSt. inkl. Versand)	669,00 €	819,00 €	689,00 €	839,00 €	809,00 €	879,00 €	769,00 €	1.109,00 €

barrierefrei.de Onlineshop GmbH

Ohmstraße 6–8
54292 Trier

Telefon: +49 (0)6 51/ 17 08 14 80

E-Mail: kontakt@barrierefrei.de

Internet:

<https://barrierefrei.de/shop/rollstuhlrampe-balkon-terrassenbruecke.html>