

## Rollstuhlrampe Flächenrampe Auto 2-teilig



### Fotos



### Produkteigenschaften

- Flächenrampe fest im Auto eingebaut
- extrem stabil
- Kraftunterstützung durch Gasfederdruck
- wetterfest
- rutschsichere Oberfläche
- fest im Fahrzeug verschraubt
- sehr sichere Nutzung
- einfach in der Handhabung
- optimal zur täglichen Nutzung
- mit sicherem Randabweiser seitlich
- GS-geprüfte Qualität

### Technische Daten

	Modell							
	80/160	80/200	80/240	80/280	100/160	100/200	100/240	100/280
Länge ausgeklappt	160 cm	200 cm	240 cm	280 cm	160 cm	200 cm	240 cm	280 cm
Breite Rampe	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm
Höhe Schiene eingeklappt	88 cm	105 cm	126 cm	147 cm	88 cm	105 cm	126 cm	147 cm
Tragkraft	350 kg							
Gewicht pro Rampe	31 kg	35 kg	39 kg	44 kg	37 kg	42 kg	47 kg	52 kg
Material Rampe	Alu							
Material Fahrfläche	gestanzt							
Höhe seitliche Kante	12 cm							
Griff	Reling							
Geeignet bis Höhe Ladekante (bei 20% Steigung)	32 cm	40 cm	48 cm	56 cm	32 cm	40 cm	48 cm	56 cm
Hilfsmittelnummer	nein							
Preis je Stück (inkl. MwSt. inkl. Versand)	<b>1.199,00 €</b>	<b>1.389,00 €</b>	<b>1.419,00 €</b>	<b>1.579,00 €</b>	<b>1.409,00 €</b>	<b>1.639,00 €</b>	<b>1.689,00 €</b>	<b>1.899,00 €</b>

**barrierefrei.de Onlineshop GmbH**

Ohmstraße 6-8  
54292 Trier

Telefon: +49 (0)6 51/ 17 08 14 80

E-Mail: kontakt@barrierefrei.de

Internet:

<https://barrierefrei.de/shop/rollstuhlrampe-flaechenrampe-auto-2teilig.html>