

## Rollstuhlrampe / Keilbrücke variabel

### Fotos



### Produkteigenschaften

- semimobile Stufenrampe
- in der Höhe flexibel einstellbar
- leichtes Aluminium
- wetterfest
- rutschsichere Oberfläche
- leicht zu bewegen
- einfach zu lagern
- einfach in der Nutzung
- optimal für Ladengeschäfte mit einer Stufe
- mit sicherer Signalmarkierung seitlich
- GS-geprüfte Qualität

### Technische Daten

	Modell		
	50	80	120
Länge	50 cm	80 cm	120 cm
Breite außen	78 cm	78 cm	78 cm
Breite innen	76 cm	76 cm	76 cm
Tragkraft	300 kg	300 kg	300 kg
Gewicht	9 kg	11 kg	16 kg
Material Rampe	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Material Fahrfläche	Korrund	Korrund	Korrund
Höhe seitliche Kante	5,5 cm	5,5 cm	5,5 cm
Griff	ja	ja	ja
Geeignet bis Höhe (bei 20% Steigung)	3 cm bis 8 cm	7 cm bis 15 cm	15 bis 24 cm
Hilfsmittelnummer	22.50.01.0078	22.50.01.0078	22.50.01.0078
Pflegehilfsmittelnummer	50.45.11.0007	50.45.11.0007	50.45.11.0007
Preis (inkl. MwSt. inkl. Versand)	<b>419,00 €</b>	<b>489,00 €</b>	<b>729,00 €</b>

**barrierefrei.de Onlineshop GmbH**

Ohmstraße 6–8  
54292 Trier

Telefon: +49 (0)6 51/ 17 08 14 80

E-Mail: [kontakt@barrierefrei.de](mailto:kontakt@barrierefrei.de)

Internet:

<https://barrierefrei.de/shop/rollstuhlrampe-keilbruecke-variabel.html>