


Rollstuhlrampe / Kofferrampe leicht



Fotos



Produkteigenschaften

- mobile Flächenrampe
- in der Breite zusammenklappbar
- leichtes Aluminium
- wetterfest
- rutschsichere Oberfläche
- leicht zu transportieren
- platzsparend zu lagern
- sehr einfach in der Nutzung
- optimal für Ladengeschäfte
- sichere Signalfarbe
- GS-geprüfte Qualität

Technische Daten

	Modell					
	50	90	120	150	170	200
Länge gesamt	50 cm	90 cm	120 cm	150 cm	170 cm	200 cm
Breite ausgeklappt	76 cm	76 cm	76 cm	76 cm	76 cm	76 cm
Breite eingeklappt	41 cm	41 cm	41 cm	41 cm	41 cm	41 cm
Tragkraft	400 kg	400 kg	400 kg	400 kg	400 kg	400 kg
Gewicht	3,8 kg	6,5 kg	8,7 kg	10,9 kg	12,5 kg	14,7 kg
Material Rampe	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Material Fahrfläche	Korrund	Korrund	Korrund	Korrund	Korrund	Korrund
Höhe seitliche Kante	4 cm	4 cm	4 cm	4 cm	4 cm	4 cm
Griff	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Geeignet bis Höhe (bei 20% Steigung)	10 cm	18 cm	24 cm	30 cm	34 cm	40 cm
Hilfsmittelnummer	22.50.01.0050	22.50.01.0050	22.50.01.0050	22.50.01.0050	22.50.01.0050	22.50.01.0050
Pflegehilfsmittelnummer	50.45.11.0003	50.45.11.0003	50.45.11.0003	50.45.11.0003	50.45.11.0003	50.45.11.0003
Preis (inkl. MwSt. inkl. Versand)	599,00 €	749,00 €	839,00 €	929,00 €	1.079,00 €	1.239,00 €

barrierefrei.de Onlineshop GmbH

Ohmstraße 6–8
54292 Trier

Telefon: +49 (0)6 51/ 17 08 14 80

E-Mail: kontakt@barrierefrei.de

Internet:

<https://barrierefrei.de/shop/rollstuhlrampe-kofferrampe-leicht.html>