


Rollstuhlrampe / Kofferrampe Alu



Fotos



Produkteigenschaften

- mobile Flächenrampe
- in der Breite zusammenklappbar
- leichtes Aluminium
- wetterfest
- rutschsichere Oberfläche
- leicht zu transportieren
- platzsparend zu lagern
- sehr einfach in der Nutzung
- optimal für Ladengeschäfte
- sehr günstiger Preis
- GS-geprüfte Qualität

Technische Daten

	Modell		
	120	180	240
Länge gesamt	120 cm	180 cm	240 cm
Breite ausgeklappt	70 cm	70 cm	70 cm
Breite eingeklappt	41 cm	41 cm	41 cm
Tragkraft	275 kg	275 kg	275 kg
Gewicht	11,3 kg	17,1 kg	23,9 kg
Material Rampe	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Material Fahrfläche	Aluminium Riffelung	Aluminium Riffelung	Aluminium Riffelung
Höhe seitliche Kante	4 cm	4 cm	4 cm
Griff	ja	ja	ja
Geeignet bis Höhe (bei 20% Steigung)	24 cm	36 cm	48 cm
Hilfsmittelnummer	22.50.01.0077	22.50.01.0077	22.50.01.0077
Pflegehilfsmittelnummer	50.45.11.0006	50.45.11.0006	50.45.11.0006
Preis (inkl. MwSt. inkl. Versand)	239,00 €	439,00 €	529,00 €

barrierefrei.de Onlineshop GmbH
Ohmstraße 6–8
54292 Trier

Telefon: +49 (0)6 51/ 17 08 14 80

E-Mail: kontakt@barrierefrei.de

Internet:

<https://barrierefrei.de/shop/rollstuhlrampe-kofferrampe-alu.html>