

Rollstuhlrampe / Teleskoprampe BREIT 3-teilig



Fotos



Produkteigenschaften

- mobiles Schienenpaar
- in der Länge zweifach ausziehbar
- leichtes Aluminium
- wetterfest
- rutschsichere Oberfläche
- leicht zu transportieren
- platzsparend zu lagern
- einfach in der Nutzung
- optimal für die mobile Nutzung
- mit besonders breiten Schienen
- GS-geprüfte Qualität

Technische Daten

| | Modell | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 150 | 210 | 300 |
| Länge ausgezogen | 150 cm | 210 cm | 300 cm |
| Länge eingeschoben | 77 cm | 97 cm | 127 cm |
| Breite Schiene außen | 26 cm | 26 cm | 26 cm |
| Breite Schiene innen | 21 cm | 21 cm | 21 cm |
| Tragkraft je Paar | 225 kg | 225 kg | 225 kg |
| Gewicht je Schiene | 5,6 kg | 7,4 kg | 9,6 kg |
| Material Rampe | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Material Fahrfläche | Korrund | Korrund | Korrund |
| Höhe seitliche Kante | 4 cm | 4 cm | 4 cm |
| Griff | ja | ja | ja |
| Geeignet bis Höhe (bei 20% Steigung) | 30 cm | 42 cm | 60 cm |
| Hilfsmittelnummer | 22.50.01.0029 | 22.50.01.0029 | 22.50.01.0029 |
| Preis je Paar (inkl. MwSt. inkl. Versand) | 379,00 € | 459,00 € | 669,00 € |

barrierefrei.de Onlineshop GmbH
Ohmstraße 6–8
54292 Trier

Telefon: +49 (0)6 51/ 17 08 14 80

E-Mail: kontakt@barrierefrei.de

Internet:

<https://barrierefrei.de/shop/rollstuhlrampe-teleskoprampe-breit-3-teilig.html>