

Rollstuhlrampe leicht



Fotos



Produkteigenschaften

- starres Schienenpaar
- extrem stabil
- leichtes Aluminium
- wetterfest
- rutschsichere Oberfläche
- transportierbar für kurze Strecken
- platzsparend ineinander zu lagern
- einfach in der Nutzung
- optimal für zeitweise Nutzung
- mit sicherem Anlagewinkel unten
- GS-geprüfte Qualität

Technische Daten

	Modell				
	100	150	200	250	300
Länge gesamt	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm
Breite Schiene außen	23,5 cm	23,5 cm	23,5 cm	23,5 cm	23,5 cm
Breite Schiene innen	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm
Tragkraft je Paar	700 kg	600 kg	500 kg	400 kg	350 kg
Gewicht pro Schiene	4 kg	6 kg	7,5 kg	9 kg	11 kg
Material Rampe	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Material Fahrfläche	Riffelung	Riffelung	Riffelung	Riffelung	Riffelung
Höhe seitliche Kante	4 cm	4 cm	4 cm	4 cm	4 cm
Griff	nein	nein	nein	nein	nein
Geeignet bis Höhe (bei 20% Steigung)	20 cm	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm
Hilfsmittelnummer	22.50.01.0030	22.50.01.0030	22.50.01.0030	22.50.01.0030	22.50.01.0030
Preis je Paar (inkl. MwSt. inkl. Versand)	269,00 €	279,00 €	319,00 €	369,00 €	439,00 €

barrierefrei.de Onlineshop GmbH

Ohmstraße 6–8
54292 Trier

Telefon: +49 (0)6 51/ 17 08 14 80

E-Mail: kontakt@barrierefrei.de

Internet:

<https://barrierefrei.de/shop/rollstuhlrampe-leicht.html>