

Rollstuhlrampe Flächenrampe Auto 2-teilig



Fotos



Produkteigenschaften

- Flächenrampe fest im Auto eingebaut
- extrem stabil
- Kraftunterstützung durch Gasfederdruck
- wetterfest
- rutschsichere Oberfläche
- fest im Fahrzeug verschraubt
- sehr sichere Nutzung
- einfach in der Handhabung
- optimal zur täglichen Nutzung
- mit sicherem Randabweiser seitlich
- Montage durch jede KFZ- Werkstatt

Technische Daten

	Modell							
	80/160	80/200	80/240	80/280	100/160	100/200	100/240	100/280
Länge ausgeklappt	160 cm	200 cm	240 cm	280 cm	160 cm	200 cm	240 cm	280 cm
Breite Rampe	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm
Höhe Schiene eingeklappt	88 cm	105 cm	126 cm	147 cm	88 cm	105 cm	126 cm	147 cm
Tragkraft	350 kg	350 kg	350 kg	350 kg	350 kg	350 kg	350 kg	350 kg
Gewicht pro Rampe	31 kg	35 kg	39 kg	44 kg	37 kg	42 kg	47 kg	52 kg
Material Rampe	Alu	Alu	Alu	Alu	Alu	Alu	Alu	Alu
Material Fahrfläche	gestanzt	gestanzt	gestanzt	gestanzt	gestanzt	gestanzt	gestanzt	gestanzt
Höhe seitliche Kante	12 cm	12 cm	12 cm	12 cm	12 cm	12 cm	12 cm	12 cm
Griff	Reling	Reling	Reling	Reling	Reling	Reling	Reling	Reling
Geeignet bis Höhe Lade- kante (bei 20% Steigung)	32 cm	40 cm	48 cm	56 cm	32 cm	40 cm	48 cm	56 cm
Hilfsmittelnummer	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Preis je Stück (inkl. MwSt. inkl. Versand)	1.199,00 €	1.389,00 €	1.419,00 €	1.579,00 €	1.409,00 €	1.639,00 €	1.689,00 €	1.899,00 €

barrierefrei.de Onlineshop GmbH

Ohmstraße 6-8
54292 Trier

Telefon: +49 (0)6 51/ 17 08 14 80

E-Mail: kontakt@barrierefrei.de

Internet:

<https://barrierefrei.de/shop/rollstuhlrampe-flaechenrampe-auto-2teilig.html>