

Rollstuhlrampe Flächenrampe Auto 3-teilig



Fotos



Produkteigenschaften

- Flächenrampe fest im Auto eingebaut
- extrem stabil
- Kraftunterstützung durch Gasfederdruck
- wetterfest
- rutschsichere Oberfläche
- fest im Fahrzeug verschraubt
- sehr sichere Nutzung
- einfach in der Handhabung
- optimal zur täglichen Nutzung
- mit sicherem Randabweiser seitlich
- Montage durch jede KFZ- Werkstatt

Technische Daten

	Modell			
	220	240	270	290
Länge ausgeklappt	220 cm	240 cm	270 cm	290 cm
Breite Rampe	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm
Höhe Schiene eingeklappt	81 cm	88 cm	98 cm	105 cm
Tragkraft	350 kg	350 kg	350 kg	350 kg
Gewicht pro Rampe	41 kg	43 kg	47 kg	49 kg
Material Rampe	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Material Fahrfläche	Stanzung Alu	Stanzung Alu	Stanzung Alu	Stanzung Alu
Höhe seitliche Kante	7 cm	7 cm	7 cm	7 cm
Griff	ja	ja	ja	ja
Geeignet bis Höhe Lade- kante (bei 20% Steigung)	44 cm	48 cm	54 cm	58 cm
Hilfsmittelnummer	nein	nein	nein	nein
Preis je Stück (inkl. MwSt. inkl. Versand)	2.679,00 €	2.789,00 €	2.959,00 €	3.069,00 €

barrierefrei.de Onlineshop GmbH
Ohmstraße 6–8
54292 Trier

Telefon: +49 (0)6 51/ 17 08 14 80
E-Mail: kontakt@barrierefrei.de
Internet:
<https://barrierefrei.de/shop/rollstuhlrampe-flaechenrampe-auto-3-teilig.html>