


Rollstuhlrampe / Flächenrampe klappbar leicht



Fotos



Produkteigenschaften

- semimobile klappbare Flächenrampe
- in der Länge klappbar
- leichtes Aluminium
- wetterfest
- rutschsichere Oberfläche
- leicht zu transportieren
- einfach zu lagern
- einfach in der Nutzung
- optimal für temporäre Nutzung
- sichere Auflagefläche
- von der Krankenkasse finanzierbar

Technische Daten

| | Modell | |
|---|---------------------|---------------------|
| | 180 | 240 |
| Länge ausgeklappt | 180 cm | 240 cm |
| Länge eingeklappt | 96 cm | 126 cm |
| Breite außen | 77 cm | 77 cm |
| Breite innen | 70 cm | 70 cm |
| Tragkraft | 275 kg | 275 kg |
| Gewicht | 21,5 kg | 26,3 kg |
| Material Rampe | Aluminium | Aluminium |
| Material Fahrfläche | Aluminium Riffelung | Aluminium Riffelung |
| Höhe seitliche Kante | 4 cm | 4 cm |
| Griff | nein | nein |
| Geeignet bis Höhe (bei 20% Steigung) | 36 cm | 48 cm |
| Hilfsmittelnummer | 22.50.01.0082 | 22.50.01.0082 |
| Pflegehilfsmittelnummer | 50.45.11.0011 | 50.45.11.0011 |
| Preis (inkl. MwSt. inkl. Versand) | 379,00 € | 439,00 € |

barrierefrei.de Onlineshop GmbH
Ohmstraße 6–8
54292 Trier

Telefon: +49 (0)6 51/ 17 08 14 80

E-Mail: kontakt@barrierefrei.de

Internet:

<https://barrierefrei.de/shop/rollstuhlrampe-flaechenrampe-klappbar-leicht.html>