


Rollstuhlrampe / Keilbrücke



Fotos



Produkteigenschaften

- stationäre Stufenrampe
- auf notwendige Höhe fix produziert
- stabiles Aluminium
- wetterfest
- rutschsichere Oberfläche
- leicht zu transportieren
- platzsparend zu lagern
- sehr einfach in der Nutzung
- optimal für niedrige Stufen
- kann dauerhaft befestigt werden
- von der Krankenkasse finanzierbar

Technische Daten

	Modell		
	50	65	100
Länge	50 cm	65 cm	100 cm
Breite außen	100 cm	100 cm	100 cm
Breite innen	100 cm	100 cm	100 cm
Tragkraft	300 kg	300 kg	300 kg
Gewicht	9 kg	11 kg	18 kg
Material Rampe	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Material Fahrfläche	Aluminium Riffelung	Aluminium Riffelung	Aluminium Riffelung
Höhe seitliche Kante	0 cm	0 cm	0 cm
Griff	ja	ja	ja
Geeignet bis Höhe	1 cm bis 7 cm	7 cm bis 12 cm	12 cm bis 21 cm
Hilfsmittelnummer	22.50.01.0090	22.50.01.0090	22.50.01.0090
Pflegehilfsmittelnummer	50.45.11.0014	50.45.11.0014	50.45.11.0014
Preis (inkl. MwSt. inkl. Versand)	299,00 €	329,00 €	529,00 €

barrierefrei.de Onlineshop GmbH

Ohmstraße 6–8
54292 Trier

Telefon: +49 (0)6 51/ 17 08 14 80

E-Mail: kontakt@barrierefrei.de

Internet:

<https://barrierefrei.de/shop/rollstuhlrampe-keilbruecke.html>