

Rollstuhlrampe / Schwellenbrücke



Fotos



Produkteigenschaften

- stationäre Schwellenbrücke
- starre Ausführung
- stabiles Aluminium
- wetterfest
- rutschsichere Oberfläche
- leicht zu transportieren
- platzsparend zu lagern
- sehr einfach in der Nutzung
- optimal für niedrige Schwellen
- passend auch für Türschwellen
- von der Krankenkasse finanzierbar

Technische Daten

	Modell		
	70	80	90
Länge gesamt	50 cm	50 cm	50 cm
Breite außen	70 cm	80 cm	90 cm
Breite innen	70 cm	80 cm	90 cm
Tragkraft	300 kg	300 kg	300 kg
Gewicht	4 kg	5,5 kg	7 kg
Material Rampe	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Material Fahrfläche	Aluminium Riffelung	Aluminium Riffelung	Aluminium Riffelung
Höhe seitliche Kante	0 cm	0 cm	0 cm
Griff	nein	nein	nein
Geeignet bis Schwellen- höhe / Schwellenbreite	3,5 cm / 12 cm	3,5 cm / 12 cm	3,5 cm / 12 cm
Hilfsmittelnummer	22.50.01.0079	22.50.01.0079	22.50.01.0079
Pflegehilfsmittelnummer	50.45.11.0008	50.45.11.0008	50.45.11.0008
Preis (inkl. MwSt. inkl. Versand)	259,00 €	279,00 €	299,00 €

barrierefrei.de Onlineshop GmbH

Ohmstraße 6–8
54292 Trier

Telefon: +49 (0)6 51/ 17 08 14 80

E-Mail: kontakt@barrierefrei.de

Internet:

<https://barrierefrei.de/shop/rollstuhlrampe-schwellenbruecke.html>