
## Rollstuhlrampe / Schwellenkeil Gummi

## **Fotos**







## Produkteigenschaften

- Gummirampe für kleine Stufen und Schwellen
- extrem stabil da Vollgummi
- auf Untergrund anklebbar
- wetterfest
- rutschsichere Oberfläche
- fest an Stufe oder Schwelle montierbar
- sehr sichere Nutzung
- einfach in der Handhabung
- optimal zur täglichen Nutzung
- mit sicherer Breite
- von der Krankenkasse finanzierbar

Technische Daten								
	Modell							
	08 / 08	15 / 15	15 / 20	15 / 25	20 / 30	20 / 35	20 / 40	25 / 45
Länge	8 cm	15 cm	15 cm	15 cm	20 cm	20 cm	20 cm	25 cm
Höhe	0,8 cm	1,5 cm	2,0 cm	2,5 cm	3,0 cm	3,5 cm	4,0 cm	4,5 cm
Breite	90 cm							
Tragkraft	300 kg							
Gewicht	0,3 kg	1,0 kg	1,3 kg	1,7 kg	2,6 kg	3,0 kg	3,5 kg	4,8 kg
Material	Vollgummi							
Höhe seitliche Kante	0 cm							
Griff	nein							
Befestigung	klebbar							
Geeignet bis Höhe (bei 20% Steigung)	0,8 cm	1,5 cm	2,0 cm	2,5 cm	3,0 cm	3,5 cm	4,0 cm	4,5 cm
Hilfsmittelnummer	22.50.01.0092	22.50.01.0092	22.50.01.0092	22.50.01.0092	22.50.01.0092	22.50.01.0092	22.50.01.0092	22.50.01.0092
Pflegehilfsmittelnummer	50.45.11.0014	50.45.11.0014	50.45.11.0014	50.45.11.0014	50.45.11.0014	50.45.11.0014	50.45.11.0014	50.45.11.0014
Preis je Stück								
(inkl. MwSt.	49,00€	49,00€	49,00€	59,00€	59,00€	69,00€	79,00€	109,00€
inkl. Versand)								

barrierefrei.de Onlineshop GmbH

Ohmstraße 6–8 54292 Trier Telefon: +49 (0)6 51/ 17 08 14 80 E-Mail: kontakt@barrierefrei.de

Internet:

https://barrierefrei.de/shop/rollstuhlrampe-schwellenkeil-gummi.html