


Rollstuhlrampe / Teleskoprampe 2-teilig



Fotos



Produkteigenschaften

- mobiles Schienenpaar
- in der Länge ausziehbar
- leichtes Aluminium
- wetterfest
- rutschsichere Oberfläche
- leicht zu transportieren
- platzsparend zu lagern
- einfach in der Nutzung
- optimal für die mobile Nutzung
- mit sicherer Auszugarretierung
- von der Krankenkasse finanzierbar

Technische Daten

	Modell		
	150	210	270
Länge ausgezogen	150 cm	210 cm	270 cm
Länge eingeschoben	85 cm	122 cm	152 cm
Breite Schiene außen	19 cm	19 cm	19 cm
Breite Schiene innen	15,5 cm	15,5 cm	15,5 cm
Tragkraft je Paar	275 kg	275 kg	275 kg
Gewicht je Schiene	3,3 kg	5,7 kg	7,1 kg
Material Rampe	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Material Fahrfläche	Korrund	Korrund	Korrund
Höhe seitliche Kante	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm
Griff	nein	nein	nein
Geeignet bis Höhe (bei 20% Steigung)	30 cm	42 cm	54 cm
Hilfsmittelnummer	22.50.01.0075	22.50.01.0075	22.50.01.0075
Pflegehilfsmittelnummer	50.45.11.0005	50.45.11.0005	50.45.11.0005
Preis je Paar (inkl. MwSt. inkl. Versand)	199,00 €	269,00 €	359,00 €

barrierefrei.de Onlineshop GmbH
Ohmstraße 6–8
54292 Trier

Telefon: +49 (0)6 51/ 17 08 14 80
E-Mail: kontakt@barrierefrei.de
Internet:
<https://barrierefrei.de/shop/rollstuhlrampe-teleskoprampe-2-teilig.html>