

Rollstuhlrampe / Teleskoprampe BREIT 3-teilig



Fotos



Produkteigenschaften

- mobiles Schienenpaar
- in der Länge zweifach ausziehbar
- leichtes Aluminium
- wetterfest
- rutschsichere Oberfläche
- leicht zu transportieren
- platzsparend zu lagern
- einfach in der Nutzung
- optimal für die mobile Nutzung
- mit besonders breiten Schienen
- von der Krankenkasse finanzierbar

Technische Daten

	Modell		
	150	210	300
Länge ausgezogen	150 cm	210 cm	300 cm
Länge eingeschoben	77 cm	97 cm	127 cm
Breite Schiene außen	26 cm	26 cm	26 cm
Breite Schiene innen	21 cm	21 cm	21 cm
Tragkraft je Paar	225 kg	225 kg	225 kg
Gewicht je Schiene	5,6 kg	7,4 kg	9,6 kg
Material Rampe	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Material Fahrfläche	Korrund	Korrund	Korrund
Höhe seitliche Kante	4 cm	4 cm	4 cm
Griff	ja	ja	ja
Geeignet bis Höhe (bei 20% Steigung)	30 cm	42 cm	60 cm
Hilfsmittelnummer	22.50.01.0029	22.50.01.0029	22.50.01.0029
Preis je Paar (inkl. MwSt. inkl. Versand)	379,00 €	459,00 €	669,00 €

barrierefrei.de Onlineshop GmbH
Ohmstraße 6–8
54292 Trier

Telefon: +49 (0)6 51/ 17 08 14 80

E-Mail: kontakt@barrierefrei.de

Internet:

<https://barrierefrei.de/shop/rollstuhlrampe-teleskoprampe-breit-3-teilig.html>