

Rollstuhlrampe klappbar UND teleskopierbar



Fotos



Produkteigenschaften

- mobiles Schienenpaar
- in der Länge klappbar UND ausziehbar
- leichtes Aluminium
- wetterfest
- rutschsichere Oberfläche
- leicht zu transportieren
- platzsparend zu lagern
- einfach in der Nutzung
- optimal für die mobile Nutzung
- auch als Schwellenbrücke nutzbar
- von der Krankenkasse finanzierbar

Technische Daten

	Modell	
	200	300
Länge ausgeklappt / ausgezogen	205 cm	276 cm
Länge eingeklappt / eingeschoben	77 cm	107 cm
Breite Schiene außen	23 cm	23 cm
Breite Schiene innen	19 cm	19 cm
Tragkraft je Paar	300 kg	250 kg
Gewicht je Schiene	6,8 kg	8,6 kg
Material Rampe	Aluminium	Aluminium
Material Fahrfläche	Stanzung Aluminium	Stanzung Aluminium
Höhe seitliche Kante	4 cm	4 cm
Griff	ja	ja
Geeignet bis Höhe (bei 20% Steigung)	40 cm	60 cm
Hilfsmittelnummer	22.50.01.0041	22.50.01.0041
Preis je Paar (inkl. MwSt. inkl. Versand)	799,00 €	949,00 €

barrierefrei.de Onlineshop GmbH
Ohmstraße 6–8
54292 Trier

Telefon: +49 (0)6 51/ 17 08 14 80

E-Mail: kontakt@barrierefrei.de

Internet:

<https://barrierefrei.de/shop/rollstuhlrampe-klappbar-teleskopierbar.html>