


Rollstuhlrampe klappbar



Fotos



Produkteigenschaften

- mobiles Schienenpaar
- in der Länge klappbar
- leichtes Aluminium
- wetterfest
- rutschsichere Oberfläche
- leicht zu transportieren
- platzsparend zu lagern
- einfach in der Nutzung
- optimal für die mobile Nutzung
- auch als Schwellenbrücke nutzbar
- von der Krankenkasse finanzierbar

Technische Daten

	Modell		
	110	150	200
Länge ausgeklappt	110 cm	150 cm	200 cm
Länge eingeklappt	55 cm	75 cm	100 cm
Breite Schiene außen	23 cm	23 cm	23 cm
Breite Schiene innen	21 cm	21 cm	21 cm
Tragkraft je Paar	300 kg	300 kg	300 kg
Gewicht je Schiene	3,8 kg	4,9 kg	6,3 kg
Material Rampe	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Material Fahrfläche	Aluminium Stanzung	Aluminium Stanzung	Aluminium Stanzung
Höhe seitliche Kante	4 cm	4 cm	4 cm
Griff	ja	ja	ja
Geeignet bis Höhe (bei 20% Steigung)	22 cm	30 cm	40 cm
Hilfsmittelnummer	22.50.01.0040	22.50.01.0040	22.50.01.0040
Preis je Paar (inkl. MwSt. inkl. Versand)	479,00 €	559,00 €	619,00 €

barrierefrei.de Onlineshop GmbH
Ohmstraße 6-8
54292 Trier

Telefon: +49 (0)6 51/ 17 08 14 80
 E-Mail: kontakt@barrierefrei.de
 Internet:
<https://barrierefrei.de/shop/rollstuhlrampe-klappbar.html>