

Rollstuhlrampe mobil klappbar 2-teilig



Fotos



Produkteigenschaften

- mobiles Schienenpaar
- in der Länge klappbar
- leichtes Aluminium
- wetterfest
- rutschsichere Oberfläche
- leicht zu transportieren
- platzsparend zu lagern
- einfach in der Nutzung
- optimal für die mobile Nutzung
- mit sicherem Anlagewinkel unten
- von der Krankenkasse finanzierbar

Technische Daten

	Modell		
	200	250	300
Länge ausgeklappt	200 cm	250 cm	300 cm
Länge eingeklappt	118 cm	133 cm	158 cm
Breite Schiene außen	23,5 cm	23,5 cm	23,5 cm
Breite Schiene innen	15 cm	15 cm	15 cm
Tragkraft je Paar	300 kg	300 kg	300 kg
Gewicht je Schiene	11 kg	13 kg	15 kg
Material Rampe	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Material Fahrfläche	Aluminium Stanzung	Aluminium Stanzung	Aluminium Stanzung
Höhe seitliche Kante	4 cm	4 cm	4 cm
Griff	nein	nein	nein
Geeignet bis Höhe (bei 20% Steigung)	40 cm	50 cm	60 cm
Hilfsmittelnummer	22.50.01.0031	22.50.01.0031	22.50.01.0031
Preis je Paar (inkl. MwSt. inkl. Versand)	469,00 €	509,00 €	569,00 €

barrierefrei.de Onlineshop GmbH

Ohmstraße 6–8
54292 Trier

Telefon: +49 (0)6 51/ 17 08 14 80

E-Mail: kontakt@barrierefrei.de

Internet:

<https://barrierefrei.de/shop/rollstuhlrampe-mobil-klappbar-2-teilig.html>