


Rollstuhlrampe mobil klappbar 3-teilig



Fotos



Produkteigenschaften

- mobiles Schienenpaar
- in der Länge zweifach klappbar
- leichtes Aluminium
- wetterfest
- rutschsichere Oberfläche
- leicht zu transportieren
- platzsparend zu lagern
- einfach in der Nutzung
- optimal für die mobile Nutzung
- mit sicherem Anlagewinkel unten
- von der Krankenkasse finanzierbar

Technische Daten

	Modell		
	200	275	350
Länge ausgeklappt	200 cm	275 cm	350 cm
Länge eingeklappt	77 cm	102 cm	127 cm
Breite Schiene außen	23,5 cm	23,5 cm	23,5 cm
Breite Schiene innen	15 cm	15 cm	15 cm
Tragkraft je Paar	400 kg	325 kg	250 kg
Gewicht je Schiene	8 kg	10 kg	12 kg
Material Rampe	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Material Fahrfläche	Aluminium Stanzung	Aluminium Stanzung	Aluminium Stanzung
Höhe seitliche Kante	4 cm	4 cm	4 cm
Griff	ja	ja	ja
Geeignet bis Höhe (bei 20% Steigung)	40 cm	55 cm	70 cm
Hilfsmittelnummer	22.50.01.0032	22.50.01.0032	22.50.01.0032
Preis je Paar (inkl. MwSt. inkl. Versand)	609,00 €	719,00 €	909,00 €

barrierefrei.de Onlineshop GmbH

Ohmstraße 6–8
54292 Trier

Telefon: +49 (0)6 51/ 17 08 14 80

E-Mail: kontakt@barrierefrei.de

Internet:

<https://barrierefrei.de/shop/rollstuhlrampe-mobil-klappbar-3-teilig.html>