

Fotos



Produkteigenschaften

- mobil oder fest nutzbare Flächenrampe
- in Längen von 80 cm bis 10 m
- stabiles Aluminium
- wetterfest
- rutschsichere Oberfläche
- leicht zu montieren
- einfach aufrollen und hinlegen
- sehr einfach in der Nutzung
- optimal für Gebäudeeingänge
- geringes Packmaß beim Transport
- hohe Belastbarkeit

Technische Daten

	Modell											
	80	120	160	200	240	280	320	360	400	440	480	520
Länge gesamt	80 cm	120 cm	160 cm	200 cm	240 cm	280 cm	320 cm	360 cm	400 cm	440 cm	480 cm	520 cm
Breite außen (inkl. Rollen)	105 cm	105 cm	105 cm	105 cm	105 cm	105 cm	105 cm	105 cm	105 cm	105 cm	105 cm	105 cm
Breite innen	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm
Tragkraft	450 kg	450 kg	450 kg	450 kg	450 kg	450 kg	450 kg	450 kg	450 kg	450 kg	450 kg	450 kg
Gewicht	8,0 kg	11,4 kg	14,8 kg	18,2 kg	21,6 kg	25,0 kg	28,4 kg	31,8 kg	35,2 kg	38,6 kg	42,0 kg	45,4 kg
Material Rampe	Aluminium											
Material Fahrfläche	Aluminium Querprofilierung											
Höhe seitliche Kante	5,5 cm	5,5 cm	5,5 cm	5,5 cm	5,5 cm	5,5 cm	5,5 cm	5,5 cm	5,5 cm	5,5 cm	5,5 cm	5,5 cm
Geeignet bis Höhe (bei 20% Steigung)	16 cm	24 cm	32 cm	40 cm	48 cm	56 cm	64 cm	72 cm	80 cm	88 cm	96 cm	104 cm
Anzahl Stützfüße	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	2	2
Hilfsmittelnummer	20.50.01.0108						keine					
Pflegehilfsmittelnummer	50.45.11.0021						keine					
Preis Rampe (inkl. MwSt. inkl. Vers.)	629	849	1069	1299	1569	1789	2019	2239	2519	2779	3009	3299

	Modell											
	560	600	640	680	720	760	800	840	880	920	960	1000
Länge gesamt	560 cm	600 cm	640 cm	680 cm	720 cm	760 cm	800 cm	840 cm	880 cm	920 cm	960 cm	1000 cm
Breite außen (inkl. Rollen)	105 cm	105 cm	105 cm	105 cm	105 cm	105 cm	105 cm	105 cm	105 cm	105 cm	105 cm	105 cm
Breite innen	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm
Tragkraft	450 kg	450 kg	450 kg	450 kg	450 kg	450 kg	450 kg	450 kg	450 kg	450 kg	450 kg	450 kg
Gewicht	48,8 kg	52,2 kg	55,6 kg	59,0 kg	62,4 kg	65,8 kg	69,2 kg	72,6 kg	76,0 kg	79,4 kg	82,2 kg	86,2 kg
Material Rampe	Aluminium											
Material Fahrfläche	Aluminium Querprofilierung											
Höhe seitliche Kante	5,5 cm	5,5 cm	5,5 cm	5,5 cm	5,5 cm	5,5 cm	5,5 cm	5,5 cm	5,5 cm	5,5 cm	5,5 cm	5,5 cm
Geeignet bis Höhe (bei 20% Steigung)	112 cm	120 cm	128 cm	136 cm	144 cm	152 cm	160 cm	168 cm	176 cm	184 cm	192 cm	200 cm
Anzahl Stützfüße	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
Hilfsmittelnummer	keine											
Pflegehilfsmittelnummer	keine											
Preis Rampe (inkl. MwSt. inkl. Vers.)	3.519 €	3.749 €	3.969 €	4.339 €	4.559 €	4.789 €	5.009 €	5.339 €	5.559 €	5.949 €	6.169 €	6.399 €

barrierefrei.de Onlineshop GmbH
Ohmstraße 6–8
54292 Trier

Telefon: +49 (0)6 51/ 17 08 14 80
E-Mail: kontakt@barrierefrei.de
Internet:
<https://barrierefrei.de/shop/rollstuhlrampe-fest.html>